

QUAND L'EXPERTISE RENCONTRE LA PRECISION



OFFRES

MAI-JUIN 2018

codent
Let's smile together

www.codent-europe.com

OFFRE
INDIVIDUELLE

CONTRE ANGLES APOLLO

Une gamme puissante et avec une longévité pour un travail de précision, étudiée dans la conception ergonomique pour une bonne appréhension dans la main et réduit les vibrations qui sont la garantie d'un confort à la vie quotidienne pour le docteur et le patient.



729 €
554 €*

MODELE A65L

1,5 multiplicateur par 5
Quatre sprays - Fibre optique
Fraises : 1,60
Taille de la tête : Ø9,9 H 12,5
Vitesse max : 200 000 t/min



538 €
499 €*

MODELE A61L

1:1 rapport direct
Simple spray - Fibre optique
Fraises : 2,35
Taille de tête : Ø9,9 H 12,5
Vitesse maxi : 40 000 t/min



761 €
684 €*

MODELE A16L

16:1 réducteur par 16
Simple spray - Fibre optique
Fraises : 2,35
Taille de la tête : Ø9,6 H 11,8
Vitesse max : 2 500 t/min
(endodontique)



766 €
689 €*

MODELE A20L

20:1 réducteur implant
système d'irrigation
Simple spray - Fibre optique
Torque maxi 80 Ncm
Fraises : 2,35
Taille de la tête Ø9,9 H 11,8 mm



539 €
484 €*

MODELE A11L

1:1 pièce à main droite,
rapport direct
Simple spray - Avec lumière
Fraises : 2,35
Vitesse max : 40 000 t/min



433 €
390 €*

MODELE A11

1:1 pièce à main droite,
rapport direct
Simple spray - Sans lumière
Fraises : 2,35
Vitesse max : 40 000 t/min

SERIE APOLLO 45°



MODELE A45L

Tête à 45° - NSK® PTL® QUICK raccord
Fraises : 1,6 - Fibre optique
Rotation : 450 000 t/min
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm

606 €
575 €*



MODELE A45KL

Tête à 45° - KaVo® MULTiflex® raccord
Fraises : 1,6 - Fibre optique
Rotation : 450 000 t/min
Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm

606 €
575 €*

TURBINES APOLLO




531 €
504 €*



MODELE A6L

Tête standard - NSK® PTL® QUICK raccord
Fibre optique - Fraises : 1,6
Rotation : 380 000 T/min
Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm



531 €
504 €*



MODELE A6KL

Tête standard - KaVo® MULTiflex® raccord
Fibre optique - Fraises : 1,6
Rotation : 380 000 T/min
Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

RACCORDS



226 €
204 €*

RACCORD Q6KW-LED

Compatible avec
les instruments
KaVo® MULTiflex®
6 trous - lumière LED
- Régulateur d'eau



191 €
172 €*

RACCORD Q6M-LED

Compatible avec
les instruments
NSK® PTL®
6 trous -
Lumière LED

MODELE A61L

1:1 rapport direct
Simple spray - Fibre optique
Fraises : 2,35
Taille de tête : Ø9,9 H 12,5
Vitesse maxi : 40 000 t/min

Valeur
538 €*

MODELE A16L

16:1 réducteur par 16
Simple spray - Fibre optique
Fraises : 2,35
Taille de la tête : Ø9,6 H 11,8
Vitesse max : 2 500 t/min
(endodontique)

Valeur
761 €*

Valeur
729 €*

MODELE A65L

1:5 multiplicateur par 5
Quatre sprays - Fibre optique
Fraises : 1,60
Taille de la tête : Ø9,9 H 12,5
Vitesse max : 200 000 t/min

Valeur
766 €*

MODELE A20L

20:1 réducteur implant double système
d'irrigation interne/externe
Simple spray - Fibre optique
Torque maxi 80 Ncm
Fraises : 2,35
Taille de la tête Ø9,9 H 11,8 mm

PACK
3x INSTRUMENTS AU CHOIX POUR
1480 €*

Valeur
531 €*

MODELE A6L

Tête standard - NSK® PTL® QUICK raccord
Fibre optique - Fraises : 1,6
Rotation : 380 000 T/min
Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

LED

Valeur
556 €*

MODELE APJ NM

APOLLO Prophy Jet NSK®
PTL® QUICK raccord

MODELE APJ KV

APOLLO Prophy Jet KaVo®
MULTiflex® raccord

Valeur
433 €*

MODELE A11

1:1 pièce à main droite, rapport direct
Simple spray - Sans lumière
Fraises : 2,35 - Vitesse max : 40 000 t/min

Valeur
531 €*

MODELE A6KL

Tête standard - KaVo® MULTiflex® raccord
Fibre optique - Fraises : 1,6
Rotation : 380 000 T/min
Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

LED

PACK PROPHY JET



MODELE APJ KV
APOLLO Propy Jet KaVo®
MULTiflex® raccord

OU

MODELE APJ NM
APOLLO Propy Jet NSK®
PTL® QUICK raccord

x1

Valeur
556 €*



Valeur
258 €*

x1

x2

=
8 bouteilles

Valeur
214 €*



Pophy tip
Pièce à main avec buse
AJP 001



MP-1
Magic Pearl Prophylaxie
Boite de poudre de 4 bouteilles
de 300GR

~~1028€~~
824 €*

MAGIC PEARL



MP-1
Magic Pearl Prophylaxie
Boite de poudre de 4 bouteilles de 300GR

~~107€~~
84 €*

Codent Europe GmbH
Untere Buchstr. 5
76751 Jockgrim
GERMANY
Tél.: +497271 98899 30

Contacts :
info@codent-europe.com
www.codent-europe.com

Pour connaître votre distributeur local,
Merci de prendre contact au n° suivant:
+33 6 72 26 18 43

Tous les prix sont en TTC
Impression version Mai 2018